

Zirkulations-Set ohne Pumpe

Rohrsatz für Zirkulationsanschluss auf der Geräterückseite, zum Anschluss an eine bauseits vorhandene Zirkulationspumpe



Lieferumfang

Verbindungsrohr teilisoliert G 3/4 Überwurf
Bogen Kupfer G 3/4 Überwurf
Anschluss-Stück isoliert G 3/4 - G 3/4 Überwurf

Anschluss-T-Stück Messing G 3/4 - G 3/4 Überwurf mit integriertem Rückflussverhinderer



Zirkulations-Set ohne Pumpe

0020170502